AlignSmile

VOS ALIGNEURS

Consignes d’utilisation.
À garder sous la main.

1. **Premier aligneur**. Rinçage à l’eau fraîche, mise en place avec les doigts, appui doux jusqu’à ce qu’il s’encliquète.

2. **Port**. 22 heures par jour, en les retirant uniquement pour manger, boire autre chose que de l’eau et vous brosser les dents.

3. **Changement**. Un nouvel aligneur tous les 14 jours, selon votre plan. Votre espace client vous le rappelle la veille.

4. **Entretien**. Brossage doux et eau fraîche. Pas d’eau chaude ni de produit abrasif.

5. **Rangement**. Toujours dans l’étui, jamais dans une serviette ou un mouchoir.

6. **Gêne**. Une légère sensibilité en début de port est normale. Si elle vous inquiète, écrivez à votre praticien depuis l’onglet Messages.

7. **Aligneur perdu ou abîmé**. Prévenez votre praticien depuis l’onglet Messages : il vous indique la marche à suivre.

8. **Suivi photo**. Toutes les 4 semaines environ, depuis votre espace.

9. **Fin de traitement**. La contention vous est livrée à la fin. Votre praticien vous précise la durée de port.

Une question pendant votre traitement : écrivez à votre praticien depuis l’onglet Messages de votre espace client.

contact@alignsmile.fr · Instagram @alignsmile.fr · réponse du lundi au vendredi, sous 24 h ouvrées